

SOOVITUSED PATSIENDI HAAVA, LÖÖBE PILDISTAMISEKS




30cm



Optimaalne pildistamise
kaugus 30 cm

Väldi varjusid ja
ülevalgustamist



Fookus paika

Jälgi, et taust oleks neutraalne ning
pildile ei jääks kõrvalisi esemeid



Pildista otsevaates

Kasuta referentsobjekti



PILDIVAATUR

Dermtest Pildivaatur - väikepiltide haldustarkvara.
Kõik pildid kiirelt salvestatavad, leitavad ja jagatavad.